

Моноклональное Антитело Anti-Sfrp4 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Fhj7

Артикул: CM0004919

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SFRP4 (sFRP-4), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнального пути Wnt и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFRP4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6424
GeneID	6424
Иммуноген	Рекомбинантный белоклеточный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-300 человеческого SFRP4 (Q6FHJ7).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6FHJ7
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник