

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Sfrp4 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q6Fhj7

Артикул: CM0026254

введение

Поликлональные кроличьи антитела против SFRP4 для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Подтверждена реактивность с человеком, мышью и крысой. Ценный инструмент для исследования модуляции пути Wnt и развития костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFRP4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PYL; FRP-4; FRPHE; FRZB-2; sFRP-4; SFRP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6424
ID гена	6424
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 19-346 белка SFRP4 человека (NP_003005.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6FHJ7
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет