

Кроличья Поликлональная Антитело К Sfrp5 Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — Q5T4F7

Артикул: CM0021966

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SFRP5 (SARP3, FRP-1b). Валидирована для применения в ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	SFRP5 Кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	SARP3; SFRP5
Вид	Человек
GeneID (человек)	6425
GeneID	6425
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 30-317 человеческого SFRP5 (NP_003006.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5T4F7
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Активный лед