

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sfrs9 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - Q13242

Артикул: CM0013054

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого сплайсингового фактора SFRS9 (SRp30c). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА. Обнаруживает как человеческий, так и мышиный SFRS9. Идеально подходит для исследований альтернативного сплайсинга и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFRS9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SFRS9; SRp30c
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8683
ID гена	8683
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13242
Молекулярная масса белка	26кДа
Доставка	В ледяном пакете