

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sfsvar Для Вестерн-Блота И Ифа - Q12872

Артикул: CM0021659



введение

Кроличья поликлональная антитело против SFSWAP, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Направлена на человеческий сплайсинговый фактор SFSWAP (SWAP/SFRS8) — регулятор альтернативного сплайсинга. Рекомбинантный иммуноген. Для исследований в области обработки РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFSWAP Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SWAP, SFRS8, SFSWAP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6433
ID гена	6433
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 170-280 человеческого SFSWAP (NP_004583.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12872
Молекулярная масса белка	105 кДа
Доставка	Холодильный пакет