

Поликлональные Антитела Против Sftpa1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Ифа - Q8Iwl2

Артикул: CM0029317

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против SFTPA1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ, ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований легочного сурфактанта, распознавания патогенов и альвеолярного протеиноза. Надежный инструмент для изучения врожденного иммунитета и функции легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFTPA1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 бета, SP-A1 дельта, SP-A1 гамма, SP-A1 эпсилон, SFTPA1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	653509
ID гена	653509
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 122-221 человеческого SFTPA1 (NP_005402.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IWL2
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом