

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Sftpa1 Для Вестерн-Блоттинга - Q8Iwl2/Q8Iwl1

Артикул: CM0024061

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого SFTPA1, валидированные для Вестерн-блоттинга. Перекрестная реакция с крысой. Идеально подходят для исследований легочного сурфактанта, врожденного иммунитета и респираторных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFTPA1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTP1; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	653509/729238
GeneID	653509/729238
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-248 человеческого SFTPA1 (NP_001158116.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент