


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Sftpc Для Wb, If-P, Elisa - P11686

Артикул: CM0007062



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого сурфактантного белка С (SFTPC), валидированные для WB, IF-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований респираторных заболеваний и разработки наборов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFTPC Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6440
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого сурфактантного белка c/SP-C.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P11686
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом