


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Sftpc Для Wb, Ihc, If, Elisa — P11686

Артикул: CM0020357



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого SFTPC (сурфактантный белок C) для WB, IHC, IF и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. 21 кДа. Идеально подходит для исследований заболеваний лёгких и разработки методов ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFTPC Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Вид	Человек
ID гена (человек)	6440
ID гена	6440
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-197 человеческого SFTPC (NP_003009.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P11686
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом