


Кроличье Рекомбинантное Моноклональное Антитело Anti-Sftpc Polymab® Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P11686

Артикул: CM0008894



введение

Высокоспецифичное кроличье рекомбинантное моноклональное антитело против человеческого SFTPC (сурфактантного белка C). Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Молекулярная масса 21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFTPC Rabbit PolymAb®
Примечания/синонимы	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6440
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 91-190 человеческого SFTPC (NP_003009.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P11686
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом