


Анти-Sftpd (Сурфактантный Белок D) Кроличья Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P35247

Артикул: CM0007366



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого SP-D, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Необходимый инструмент для изучения врожденного иммунитета легких и биологии сурфактанта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFTPD кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	SP-D; PSP-D; SFTP4; COLEC7; SFTPD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6441
GeneID	6441
Иммуноген	Синтетический пептид — синтезированный пептид, полученный из человеческого сурфактантного белка D/SP-D
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35247
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом