

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sfxn1 Для Вб И Ифа — Q9N9B4

Артикул: CM0014195

введение

Эта кроличья поликлональная антитела нацелена на человеческий SFXN1 — митохондриальный серин-транспортер, играющий ключевую роль в одноуглеродном метаболизме. Валидирована для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, демонстрирует перекрестную реакцию с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований транспорта аминокислот и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFXN1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TCC; SLC56A1; SFXN1
Вид белка	Человек
ИД гена (человек)	94081
ИД гена	94081
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 87 по 322 позицию человеческого SFXN1 (NP_073591.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9N9B4
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовой пакет