

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Sfxn2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Nb2

Артикул: CM0020882

введение

Кроличья поликлональная антитело CamelBio против SFXN2 обнаруживает белок SFXN2 массой 36 кДа при Вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований митохондриального транспорта серина и гомеостаза железа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SFXN2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SLC56A2; SFXN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	118980
GeneID	118980
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-90 человеческого SFXN2 (NP_849189.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NB2
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	В ледяном пакете