

Кроличье Поликлональное Антитело Против Sgcb (Бета-Саркогликана) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16585

Артикул: CM0029189

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SGCB (бета-саркогликана). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознает человеческий, мышиный и крысиный белок. Идеально для изучения саркогликанового комплекса в исследованиях мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против SGCB
Примечания/Альтернативные названия	A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6443
GeneID	6443
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 94-318 человеческого SGCB (NP_000223.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16585
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом