

Кроличье Поликлональное Антитело Против Sgce Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O43556

Артикул: CM0029784

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SGCE (эпсилон-саркогликана), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения дистрофин-гликопротеинового комплекса и его роли в мышечной дистрофии и неврологических расстройствах.

[Узнать больше](#)

Название продукта	SGCE Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ESG; DYT11; эпсилон-SG; SGCE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8910
GeneID	8910
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-317 человеческого SGCE (NP_003910.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43556
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	В сумке со льдом