

Поликлональные Антитела Против Sgk1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00141

Артикул: CM0013455



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому SGK1 (сирум/глюкокортикоид-регулируемой киназе 1). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходят для изучения регуляции ионных каналов и стрессового ответа клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SGK1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SGK; SGK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6446
GeneID	6446
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 172-431 человеческого SGK1 (NP_005618.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O00141
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Холодопак