

Кроличьи Моноклональные Антитела К Anti-Sglt1 Для Wb, Elisa - P13866

Артикул: CM0011538



введение

Кроличьи моноклональные антитела к человеческому SGLT1 (натрий/глюкозному котранспортеру 1). Валидированы для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA), прогнозируемая молекулярная масса белка составляет 73 кДа. Подходит для исследований в области метаболизма и транспорта веществ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SGLT1 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Алиасы	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675
Вид реагирования	Человек
GeneID (человек)	6523
GeneID	6523
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 323-422 человеческого SGLT1 (NP_000334.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13866
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодильный пакет