

Антитела Кролика Против Sgms1 (Поликлональные) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vz5

Артикул: CM0021446

введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика к SGMS1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека и крысы. Идеально подходят для изучения синтеза сфингомиелина, исследований аппарата Гольджи и трансдукции сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SGMS1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MOB; MOB1; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	259230
GeneID	259230
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-134 человеческого SGMS1 (NP_671512.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q86VZ5
Молекулярный вес белка	49кДа
Доставка	Сумка со льдом