


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Sgol1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q5Fbb7

Артикул: CM0022462



введение

Кроличье поликлональное антитело SGOL1 (поликлональное, кролик, WB/IF/ICC/ELISA, человек/мышь/крыса) нацелено на Shugoshin 1 (Q5FBB7), ключевой регулятор митотической когезии. Для исследований IVD и разработки анализов компанией CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело SGOL1
Примечания/синонимы	SGO; CAID; SGOL1; NY-BR-85
Вид	Человек
GeneID (человек)	151648
GeneID	151648
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-100 человеческого SGOL1 (NP_612493.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5FBB7
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом