

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Sgpl1 Для Wb, If, Ihc, Elisa — O95470

Артикул: CM0009714



введение

Моноклональное антитело кролика к SGPL1 для WB, IF, IHC-P, ELISA. Распознаёт SGPL1 человека, мыши и крысы (64 кДа). Незаменимо для исследований метаболизма сфинголипидов, апоптоза и гомеостаза липидов. Поставляется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Кроличье МАб к SGPL1
Примечания/синонимы	SPL; S1PL; NPHS14
Вид	Человек
GeneID (человек)	8879
GeneID	8879
Иммуноген	Синтетический пептид (а. к. 301–400 человеческого SGPL1, NP_003892.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95470
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом