

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Sgpl1 Для Wb, If/Icc, Elisa — O95470

Артикул: CM0015790



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SGPL1 (лиаза сфингозин-1-фосфата 1). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма липидов и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SGPL1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	SPL; S1PL; NPHS14; SGPL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8879
GeneID	8879
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60–390 человеческого SGPL1 (NP_003892.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95470
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом