

Поликлональное Антитело Кролика Против Sgsh Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P51688

Артикул: CM0028373



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SGSH (N-сульфоглюкозамин сульфогидролаза), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для исследований лизосомных болезней накопления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SGSH
Примечания/Альтернативные названия	HSS; SFMD; MPS3A; SGSH
Вид	Человек
ID гена	6448
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 273-502 человеческого SGSH (NP_000190.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51688
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом