


Кроличья Поликлональная Антитело Против Sh2D1A Для Wb, If/Icc, Elisa — O60880

Артикул: CM0014322



введение

Кроличья поликлональная антитело против SH2D1A, валидированная для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Обнаруживает эндогенные уровни белка в образцах человека и мыши. Направлена на ассоциированный с SLAM белок SAP, цитоплазматический адаптер размером 14 кДа. Идеально подходит для исследований NK-клеток и иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SH2D1A кроличья pAb
Примечания/алиасы	LYP, SAP, XLP, DSHP, EBVS, IMD5, XLPD, MTC1, XLPD1, SAP/SH2D1A, SH2D1A
Вид	Человек
GeneID	4068
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-128 человеческого SH2D1A (NP_002342.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O60880
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодильный пакет