


Поликлональные Антитела Против Sh3Bp2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P78314

Артикул: CM0017191



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SH3BP2 (ЗВР2). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает специфическое распознавание белка 2, связывающего SH3-домен, в исследованиях трансдукции сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SH3BP2
Примечания/Псевдонимы	ЗВР2; CRBM; CRPM; ЗВР-2; RES4-23; SH3BP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6452
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 392-561 человеческого SH3BP2 (NP_001116153.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P78314
Молекулярный вес белка	62кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент