

Кроличья Поликлональная Антитело Против Sh3GL1 Для Вб, Ифа — Q99961

Артикул: CM0027225

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SH3GL1 (Эндофилин-A2). Валидировано для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческими, мышиными, крысиными и обезьяньими образцами. Подходит для исследований эндоцитоза и мембранного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SH3GL1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EEN; CNSA1; SH3P8; SH3D2B; SH3GL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6455
ID гена	6455
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 219-368 человеческого SH3GL1 (NP_003016.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	Q99961
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодильный пакет