


Поликлональные Антитела Против Sh3GL2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q99962

Артикул: CM0026142



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SH3GL2 (Эндофилин-A1), валидированные для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА с перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходят для изучения клатрин-опосредованного эндоцитоза и нейронального развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SH3GL2 Кроличьи пАб
Примечания/Альтернативные названия	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6456
ID гена	6456
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого SH3GL2 (NP_003017.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99962
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодовой пакет