


Поликлональные Антитела Anti-Sh3GL3 Для Wb, Elisa - Q99963

Артикул: CM0026446



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против SH3GL3 (Endophilin-A3), для применения в WB и ELISA. Перекрестная реакция с образцами человека, мыши и крысы. Рекombинантный белок-иммуноген полной длины обеспечивает специфичность.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	SH3GL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6457
GeneID	6457
Иммуноген	Рекombинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого SH3GL3 (NP_003018.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99963
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом