


Поликлональные Антитела К Sh3Pxd2A Для Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tcz1

Артикул: CM0027011



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к SH3PXD2A (FISH, TKS5). Валидированы для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реактивность с антигенами человека и мыши. Идеально подходят для исследований инвадоподий, подосом и инвазивности раковых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SH3PXD2A кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	9644
GeneID	9644
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 806-1105 SH3PXD2A человека (NP_055446.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q5TCZ1
Молекулярная масса белка	125 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент