


Поликлональное Антитело Против Shank2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q9Upx8

Артикул: CM0023681



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против SHANK2 (белок 2 с SH3-доменом и множественными анкириновыми повторами), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Идеально для нейробиологических исследований синаптической организации и расстройств аутистического спектра.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	SHANK2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22941
GeneID	22941
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 белка SHANK2 человека (NP_036441.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPX8
Молекулярная масса белка	201 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом