

Антитела Кролика Против Sharpin (Поликлональные) Для Wb, Elisa - Q9H0F6

Артикул: CM0016554



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого SHARPIN (SIPL1), для WB и ELISA. Обнаруживают SHARPIN у человека, мыши и крысы. Ожидаемая полоса 40 кДа. Подходят для исследований сигналинга NF-карра-В, воспаления и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	SHARPIN Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SIPL1; SHARPIN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	81858
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-126 человеческого SHARPIN (NP_112236.3?).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0F6
Молекулярный вес белка	40kDa
Доставка	Сумка со льдом