

Рекомбинантное Моноклональное Антитело Кролика Anti-Shb Для Wb, Elisa — Q15464

Артикул: CM0007634

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого SHB, валидированное для WB и ELISA. Реагирует перекрёстно с белками мыши и крысы. Подходит для исследований передачи сигналов, ангиогенеза и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHB Rabbit mAb
Примечания/синоним	bA3J10.2; SHB
Вид	Человек
GeneID (человек)	6461
GeneID	6461
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 409-509 человеческого SHB (NP_003019.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15464
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом