

Поликлональное Антитело Кролика Против Shb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15464

Артикул: CM0014857

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против SHB, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует адаптерный белок B, содержащий SH2-домен, у человека, мыши и крысы. Идеально для исследований передачи сигнала и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SHB (SHB Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	bA3J10.2; SHB
Вид	Человек
GeneID (человек)	6461
Идентификатор гена	6461
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 белка SHB человека (NP_003019.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15464
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом