

Анти-Shbg Кроличья Поликлональное Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P04278

Артикул: CM0029574



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого SHBG, валидированное для WB, ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения транспорта гормонов и процессов, опосредованных рецепторами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHBG кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ABP; SBP; TEBG; SHBG
Вид	Человек
GeneID (человек)	6462
GeneID	6462
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-170 человеческого SHBG (NP_001031.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04278
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом