


Поликлональные Антитела Против Shc1 Для Вб, Иг-П, Иф/Мк, Ифа - P29353

Артикул: CM0030697



введение

SHC1 кроличьи поликлональные антитела валидированы для ВБ, ИГ-П, ИФ/МК и ИФА. Обнаруживают белок SHC1 в образцах человека, мыши и крысы, нацелены на сигнальный адаптер путей факторов роста и Ras.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHC1 кроличьи пАнт
Примечания/Алиасы	SHC; SHCA; SHC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6464
ID гена	6464
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого SHC1 (NP_001189788.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГ-П, ИФ/МК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29353
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Холодильный пакет