

Кроличья Поликлональная Антитело Против Shh Для Вб, Ифа - Q62226

Артикул: CM0024348



введение

Кроличья поликлональная антитело к мышиному белку Sonic hedgehog (SHH), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов мышей, человека и крыс. Идеально подходит для изучения сигнальных путей развития и функции морфогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHH Rabbit pAb
Примечания/алиасы	Hx; Dsh; Hhg1; Hxl3; ShhNC; M100081; 9530036011Rik; SHH
Вид	Мышь
GeneID	20423
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 187-281 мышинного SHH (NP_033196.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q62226
Молекулярная масса белка	48кДа
Доставка	Айс-пак