

Антитела Кролика Мон Ship1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92835

Артикул: CM0007921



введение

Моноклональные антитела кролика SHIP1, валидированные для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Нацелены на человеческий SHIP1 (Q92835) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для исследований иммунного сигналинга и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHIP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SHIP; SHIP1; SHIP-1; hp51CN; SIP-145; p150Ship
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3635
GeneID	3635
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1084-1178 человеческого SHIP1 (Q92835)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92835
Молекулярный вес белка	133кДа
Доставка	Сумка со льдом