

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Shmt2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P34897

Артикул: CM0018067



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-SHMT2 для WB, IHC-P, ELISA. Д⁺ етирует SHMT2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований одноуглеродного метаболизма, функций митохондрий и биосинтеза тимидилата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] SHMT2, кроличье pAb
Примечания/синонимы	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASH; HEL-S-51e; T2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6472
Идентификатор гена	6472
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-504 человеческого SHMT2 (NP_005403.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P34897
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Хладопакет