


Кроличья Поликлональная Антитела Против Shoc2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Uq13

Артикул: CM0028899



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка SHOC2, богатого лейциновыми повторами, который является скаффолд-белком в пути MAPK. Подходят для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHOC2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8036
GeneID	8036
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого белка SHOC2 (NP_031399.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQ13
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом