

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Shox Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O15266

Артикул: CM0022434

введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому SHOX (гомеобоксный белок низкорослости). Подходит для методов Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реакцию с мышиными и крысиными гомологами. Предназначено для исследований роста и развития скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHOX Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SS; GCFX; PHOG; SHOXY; SHOX
Вид	Человек
ID гена (человек)	6473
ID гена	6473
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 20-110 человеческого SHOX (NP_000442.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15266
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом