

Поликлональное Антитело Против Shox2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60902

Артикул: CM0026953

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SHOX2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходит для изучения регуляции развития и нейросоматосенсорной обработки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHOX2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OG12; SHOT; OG12X; SHOX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6474
GeneID	6474
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60902
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом