


Кроличья Моноклональная Антитело К Shp1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29350

Артикул: CM0003325



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитело к SHP1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Распознает SHP1 человека, мыши и крысы (P29350). Идеально подходит для исследований иммунологической сигнализации и гемопозеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHP1 кроличья моноклональная антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	HSP; HSPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5777
GeneID	5777
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 496-595 человеческого SHP1 (P29350).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29350
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента