

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Shp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - P29350

Артикул: CM0016687



введение

Кроличьи поликлональные антитела против SHP1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Взаимодействуют с SHP1 человека, мыши и крысы (68 кДа; SWISS P29350). Идеально подходят для изучения сигнальных путей тирозинфосфатаз в иммунорегуляции и гемопоэзе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5777
GeneID	5777
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-400 человеческого SHP1 (NP_002822.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29350
Молекулярный вес белка	68kDa
Доставка	Сумка со льдом