


Поликлональные Антитела К Anti-Shp2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ип (Ip) И Ифа (Elisa) - Q06124

Артикул: CM0016595



введение

Поликлональные антитела к Anti-SHP2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МЦК (IF/ICC), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с SHP2 человека, мыши и крысы. Необходимы для изучения сигнального пути MAPK, оси PD-1/PD-L1 и функции онкогенных фосфатаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] SHP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5781
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-460 человеческого SHP2 (NP_002825.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06124
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	Сумка со льдом