


Кроличыи Моноклональные Антитела К Shp2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q06124

Артикул: CM0002934



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому SHP2 (PTPN11), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/ИФКК и ИФА. Распознает SHP2 человека, мыши и крысы, идеально подходит для исследований сигнальной трансдукции и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHP2 кроличье мкАт
Примечания/Синонимы	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	5781
ID гена	5781
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого SHP2 (Q06124).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06124
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Холодильный пакет