


Кроличья Моноклональная Антитело К Shp2 Для Вб, Ип, Ифа — Q06124

Артикул: CM0007369



введение

Это кроличья моноклональная антитело нацелена на человеческий SHP2 (PTPN11) — ключевую фосфатазу в сигнальном пути МАРК. Валидирована для ВБ, ИП и ИФА, подходит для исследований трансдукции сигнала и механизмов развития заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к SHP2
Примечания/Синонимы	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCD5; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Вид	Человек
ID гена (человек)	5781
ID гена	5781
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 502-593 человеческого SHP2 (Q06124)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q06124
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Айс-пак