


Кроличья Поликлональная Антитело Против Shp2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q06124

Артикул: CM0025317



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SHP2 (PTPN11), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Распознает SHP2 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований передачи сигнала, рака и синдрома Нунан.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SHP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5781
GeneID	5781
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 514-593 человеческого SHP2 (NP_002825.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06124
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом