

Поликлональное Антитело Кролика Против Siaе Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nat2

Артикул: CM0018452

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого SIAE (сиалат О-ацетилэстеразы). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Идеально для исследований метаболизма сиаловых кислот, межклеточных взаимодействий и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Наименование продукта	Поликлональное антитело кролика против SIAE
Примечания / Алиасы	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54414
GeneID	54414
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-450 человеческого SIAE (NP_733746.1)).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q9NAT2
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом