

Поликлональное Антитело Против Siah1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Iuq4

Артикул: CM0020010



введение

Кроличье поликлонаальное антитело к человеческому SIAH1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Подходит для исследований убиквитин-протеасомного пути и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SIAH1 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6477
ID гена	6477
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-313 человеческого белка SIAH1 (NP_001006611.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IUQ4
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С хладагентом