


Моноклональное Антитело Против Siglec-8 Для Fc — Q9Nyz4

Артикул: CM0010045



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого Siglec-8, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для выявления Siglec-8 на эозинофилах, базофилах и тучных клетках в исследованиях аллергии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human Siglec-8 mAb
Примечания/алиасы	SIGLEC8; SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; лектин 8, подобный иммуноглобулину, связывающий сиаловую кислоту
Вид	Человек
Идентификатор гена	27181 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярная масса белка	44 кДа/46 кДа/54 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом