

Кроличье Моноклональное Антитело Против Siglec-8 Для Вестерн-Блоттинга, Проточной Цитометрии, Elisa - Q9Nyz4

Артикул: CM0005750



введение

Кроличье моноклональное антитело против Siglec-8, валидированное для Вестерн-блоттинга, проточной цитометрии и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным Siglec-8, сиаловой кислоты-связывающим лектином, экспрессируемым на эозинофилах и базофилах. Идеально для исследований аллергии, астмы и иммунной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Siglec-8 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; SIGLEC8; Siglec-8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27181
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), проточная цитометрия (FC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом